

## 黑胶虫清除试剂

**【货号】** BC-BA04

**【规格】** 1mL

**【保存】** -20°C，避光，12 个月。

### 【产品简介】

本产品可以有效的控制和杀灭血清、培养基、细胞中的大部分种类“黑胶虫”，几乎不影响细胞本身的生长增殖，同时对常见的细菌也有一定的清除作用，保证细胞实验的顺利进行。

### 【使用方法】

1、按照 1:100 的比例在培养基中加入黑胶虫清除试剂，配制完培（即 10mL 的培养基加入 100 $\mu$ L 黑胶虫清除试剂）。建议现用现配。

2、弃去原本的培养基，用 PBS 清洗细胞 2~3 次，加入配好的含有黑胶虫清除试剂的完培，放在培养箱中正常培养。

3、每两天用含黑胶虫清除试剂的完全培养基换液或传代一次，一般连续处理三次，“黑胶虫”现象有明显消除。

### 【注意事项】

1、注意无菌操作，避免污染。

2、为了防止细胞再次污染，建议继续使用含黑胶虫清除试剂的完全培养基培养 1~2 周，以达到预防的效果。

3、本品含有抗生素，请勿与其他抗生素混用，以防产生拮抗作用。

4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。